


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Neuropilin-2/Nrp2 Para Wb, Fc, Elisa - O60462

Número de artículo: CM0004959



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido contra Neuropilin-2 (NRP2) humana. Adecuado para Western blot (WB), citometría de flujo (FC) y ELISA. Útil para la investigación de señalización de semaforina/VEGF y la entrada de citomegalovirus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Neuropilin-2/NRP2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	NP2; NPN2; PRO2714; VEGF165R2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8828
ID de Gen	8828
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-855 de Neuropilin-2/NRP2 humana (NP_957718.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O60462
Peso Proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo