

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Neuroplastina (Nptn) Para Wb Y Elisa - Q9Y639

Número de artículo: CM0026909



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Neuroplastina (NPTN) humana validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios sobre plasticidad sináptica y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NPTN Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GP55; GP65; SDR1; np55; np65; SDFR1; NPTN
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	27020
ID del Gen	27020
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-200 de la NPTN humana (NP_059429.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y639
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo