


Anticuerpo Monoclonal Anti-Elastasa De Neutrófilo (Elane) Para Wb, Ip, Elisa - P08246

Número de artículo: CM0009344



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-elastasa de neutrófilo (ELANE) humana de alta calidad, optimizado para WB, IP y ELISA. Una herramienta fiable para investigar la función de los neutrófilos y la NETosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Elastasa de Neutrófilo (ELANE) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	GE; NE; HLE; HNE; ELA2; SCN1; PMN-E; Elastasa de Neutrófilo (ELANE)
Especie	Humano
GeneID (humano)	1991
GeneID	1991
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 167-267 de la elastasa de neutrófilo (ELANE) humana (P08246)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P08246
Peso Proteico	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo