


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Elastasa Neutrofílica (Elane) Para Wb, If, Ihc, Elisa - P08246

Número de artículo: CM0016385



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la elastasa neutrofílica (ELANE) humana validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA; detecta ELANE endógena en muestras humanas, de ratón y rata; ideal para investigación en biología de neutrófilos, NETosis y enfermedades inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra elastasa neutrofílica (ELANE)
Observaciones/Alias	GE; NE; HLE; HNE; ELA2; SCN1; PMN-E; Neutrophil Elastase (ELANE)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1991
GeneID	1991
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 30-267 de la elastasa neutrofílica humana (ELANE) (NP_001963.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08246
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo