

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nexn Para Wb, If/Icc, Elisa - Q0Zgt2

Número de artículo: CM0016104

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NEXN (Nexilina) humana. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre citoesqueleto de actina y músculo cardíaco/esquelético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NEXN Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CMH20; NELIN; NEXN
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	91624
ID del gen	91624
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 516-675 de NEXN humano (NP_653174.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q0ZGT2
Peso de la proteína	81 kDa
Envío	Bolsa de hielo