

Anticuerpo Monoclonal Anti-Nf-Kb P65/Rela Validado En Ko Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - Q04206

Número de artículo: CM0005449



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado en KO dirigido a NF-kB p65/RelA humano. Adecuado para WB, IF/ICC, IP, ELISA y ChIP. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón, rata y mono. Ideal para investigación en inflamación, inmunidad, cáncer y estudios de SARS-CoV-2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] NF-kB p65/RelA mAb de conejo
Observaciones/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; IA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5970
GeneID	5970
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 450-551 de NF-kB p65/RelA humano (NP_068810.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono
SWISS	Q04206
Peso proteico	58kDa/59kDa/60kDa
Envío	Bolsa de hielo