

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Nf-Kb P65/Rela Para Wb, If/Icc, Elisa - Q04206

Número de artículo: CM0002114



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón dirigido contra NF-kB p65/RelA humano (Q04206), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de señalización NF-kB, inflamación y respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NF-kB p65/RelA Ratón mAb
Observaciones/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5970
GeneID	5970
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 450-551 del NF-kB p65/RelA humano (Q04206).
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q04206
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo