

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nf-Kb P65/Rela Para Wb - Q04206

Número de artículo: CM0016668



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NF-kB p65/RelA humano (SWISS: Q04206) validado para WB, IP, IF/ICC y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en señalización de NF-kB e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NF-kB p65/RelA Conejo pAb
Observaciones/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5970
ID del Gen	5970
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 450-551 de NF-kB p65/RelA humano (NP_068810.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q04206
Peso Molecular de la Proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo