


Anticuerpo Monoclonal Anti-Nf-Kb2 Para Wb, Elisa - Q00653

Número de artículo: CM0004541



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra NF-κB2 para WB y ELISA, que reconoce NF-κB2 (p52/p100) humano, de ratón y de rata. Implicado en inflamación, inmunidad y apoptosis. Ideal para investigación de señalización de NF-κB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra NF-κB2
Observaciones/Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; NF-κB2
Especies	Humano
GeneID (Humano)	4791
GeneID	4791
Inmunógeno	Péptido sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 800-900 de NF-κB2 humano (NP_001070962.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q00653
Peso proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo