


Anticuerpo Monoclonal Anti-Nf-Kb2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q00653

Número de artículo: CM0003763



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra NF-κB2 (p52/p100) humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización de NF-kappa-B, la inflamación y la inmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NF-κB2 mAb de conejo
Observaciones/Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; NF-κB2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4791
GeneID	4791
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 745-877 de NF-κB2 humano (Q00653)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q00653
Peso de la Proteína	97kDa
Envío	Bolsa de hielo