


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nf-Kb2 (Fosfo S866+S870) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q00653

Número de artículo: CM0001373



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico de fosforilación dirigido a NF-κB2 (p100/p52) en S866+S870, validado para WB, IHC-P, ELISA en humano y ratón. Herramienta clave para la investigación de la señalización NF-κB, inflamación y estudios del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-NF-κB2-S866/S870 mAb de conejo
Observaciones/Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; Fosfo-NF-κB2-S866/S870
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4791
Inmunógeno	Péptido sintético alrededor de S866 y S870 de NF-κB2 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q00653
Peso proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo