

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nfat2 Para Wb Y Elisa - O95644

Número de artículo: CM0002109



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra NFAT2 humano (NFATc1) para aplicaciones de western blot (WB) y ELISA. Adecuado para la investigación de señalización de células T, expresión de citoquinas y osteoclastogénesis.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del Producto	NFAT2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4772
GeneID	4772
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 844-943 del NFAT2 humano (O95644).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O95644
Peso Proteico	101kDa
Envío	Bolsa de hielo