

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nfat2 Para Wb - O95644

Número de artículo: CM0004271



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-NFAT2 validado para WB y ELISA. Detecta NFAT2 humano y de ratón. Adecuado para investigación de señalización de células T, expresión de citoquinas y diferenciación de osteoclastos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	NFAT2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
Especie	humano
ID de gen (Humano)	4772
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-305 del NFAT2 humano (NP_001265598.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O95644
Peso proteico	101kDa
Envío	Bolsa de hielo