

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nfat2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95644

Número de artículo: CM0019885



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo NFAT2 validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reconoce el factor de transcripción NFAT2 humano; el inmunógeno abarca los aminoácidos 115-298. Adecuado para investigación en señalización de células T e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NFAT2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4772
GeneID	4772
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 115-298 de NFAT2 (NP_001265598.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O95644
Peso Proteico	101kDa
Envío	Bolsa de hielo