

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nfat2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95644

Número de artículo: CM0014810



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra los aminoácidos 20-300 de NFAT2 (NFATC1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en activación de linfocitos T, expresión de citoquinas y diferenciación de osteoclastos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	NFAT2 Rabbit pAb
Notas/Alias	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4772
GeneID	4772
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-300 de NFAT2 (NP_765978.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95644
Peso proteico	101kDa
Envío	Bolsa de hielo