

Anticuerpo Policlonal Anti-Nfat5 Para Wb, Elisa - O94916

Número de artículo: CM0020625



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo NFAT5 es un anticuerpo policlonal para Western blot y ELISA, dirigido contra NFAT5 humano (O94916). Adecuado para estudios sobre la respuesta al estrés osmótico, la regulación de genes inflamatorios y la reparación del daño en el ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	NFAT5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NFATZ; OREBP; NF-AT5; NFATL1; TONEBP; NFAT5
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10725
ID de Gen	10725
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1355-1455 del NFAT5 humano (NP_619728.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O94916
Peso Proteico	166kDa
Envío	Bolsa de hielo