


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nfatc2 Para Wb - Q13469

Número de artículo: CM0013980



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra NFATC2 humano, validado para WB y ELISA. Adecuado para investigación en señalización de células T, expresión de citoquinas y regulación transcripcional en muestras de humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo NFATC2
Observaciones/Alias	JCSL; NFAT1; NFATP; NFATC2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4773
ID del Gen	4773
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13469
Peso de la Proteína	100kDa
Envío	Bolsa de hielo