

Anticuerpo Monoclonal Anti-Nfatc3 Para Wb, If-P, Elisa - Q12968

Número de artículo: CM0007269



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra NFATC3 (NFAT4/NFATx), validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta NFATC3 humano, de ratón y de rata, con un peso molecular previsto de 116 kDa. Ideal para estudios de señalización de células T y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NFATC3 Rabbit mAb
Observaciones/alias	NFAT4; NFATX; NF-AT4c; n339260; NFATC3
Especie	Humano
ID del gen	4775
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 850-1075 de NFATC3 humano (NP_775188.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q12968
Peso de la proteína	116 kDa
Envío	Bolsa de hielo