

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nfatc3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12968

Número de artículo: CM0027340



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NFATC3 humano (NFAT4) para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la regulación transcripcional de NFAT y el desarrollo cardíaco.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NFATC3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NFAT4; NFATX; NF-AT4c; n339260; NFATC3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4775
ID de Gen	4775
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 del NFATC3 humano (NP_775188.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12968
Peso Proteico	116kDa
Envío	Bolsa de hielo