

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nfe2L1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14494

Número de artículo: CM0013909

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NFE2L1 humano (NRF1/TCF11) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta NFE2L1 humano, de ratón y de rata (85 kDa). Ideal para investigación en estrés oxidativo, metabolismo del colesterol y proteostasis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NFE2L1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	NRF1; NRF-1; TCF11; LCR-F1; NFE2L1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4779
ID del Gen	4779
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 515-772 de NFE2L1 humano (NP_003195.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14494
Peso Molecular de la Proteína	85kDa
Envío	Bolsa de hielo