

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nfia Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12857

Número de artículo: CM0029907



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NFIA, un factor de transcripción y regulador de la replicación del ADN. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Para estudios de factores nucleares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NFIA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CTF; NF1-A; NF1-A; NF1-L; BRMUTD; NF-I/A; DEL1P32P31; C1DELp32p31; NFIA
Especie	Humano
GeneID (humano)	4774
GeneID	4774
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-330 del NFIA humano (NP_005586.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12857
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo