

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nfib/Nf1B2 Para Wb Y Elisa - 000712

Número de artículo: CM0006145



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra NFIB/NF1B2 humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para la investigación de la regulación de la transcripción y el desarrollo cerebral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo NFIB / NF1B2
Observaciones/Alias	CTF; MACID; NF1-B; NFI-B; NFIB2; NFIB3; NF-I/B; NFI-RED; HMGIC/NFIB; NFIB / NF1B2
Especie	Humano
GeneID (humano)	4781
GeneID	4781
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 321-420 de NFIB / NF1B2 humano (NP_005587.2)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	000712
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo