

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nfic Para Wb, Elisa - P08651

Número de artículo: CM0014757



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo anti-NFIC está validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Úselo para estudiar la regulación de la transcripción, la replicación del ADN y la activación del gen TERT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NFIC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CTF, NFI, CTF5, NF-I, NFIC
Especie	Humano
ID de Gen	4782
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 del NFIC humano (NP_005588.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08651
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo