


Anticuerpo Policlonado De Conejo Anti-Nfil3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16649

Número de artículo: CM0013015



Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo anti-NFIL3 de alta calidad validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce NFIL3 humano y de rata (Q16649), un regulador transcripcional del reloj circadiano. Ideal para investigación de ritmos circadianos y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NFIL3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	E4BP4; IL3BP1; NFIL3A; NF-IL3A; NFIL3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4783
GeneID	4783
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 133-462 de NFIL3 humano (NP_005375.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q16649
Peso Molecular	51kDa
Envío	Bolsa de hielo