


Anticuerpo Monoclonal Anti-Nfkb1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa, Chip - P19838

Número de artículo: CM0008711



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo NFKB1 validado para WB, IHC-P, IP, ELISA, CHIP en humano y ratón. Se dirige a NF-kB p105/p50, un factor de transcripción clave en respuestas inmunes e inflamatorias. Ideal para investigación de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NFKB1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	KBF1, EBP-1, NF-kB, CVID12, NF-kB1, NFKB-p50, NFkappaB, NF-kappaB, NFKB-p105, NF-kappa-B1, NF-kappabeta
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4790
ID de Gen	4790
Inmunógeno	Péptido sintético derivado de NFKB1 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA, CHIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P19838
Peso Proteico	105 kDa
Envío	Bolsa de hielo