

Anticuerpo Policlonal Anti-Nfkb1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P19838

Número de artículo: CM0014784



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-NFKB1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con humano. Producido contra NFKB1 recombinante (aa 740-964). Ideal para la investigación de la señalización NF-kappa-B y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NFKB1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; NFKB1
Especie	Humano
GeneID (humano)	4790
GeneID	4790
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 740-964 de NFKB1 (NP_001158884.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P19838
Peso Proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo