


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nfkbib Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15653

Número de artículo: CM0027132



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-NFKBIB validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Objetivo I-kappa-B-beta, un inhibidor de NF-kappa-B de 38 kDa que regula la retención citoplasmática y la translocación nuclear de NF-kappa-B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NFKBIB Conejo pAb
Observaciones/Alias	IKBB; TRIP9; NFKBIB
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4793
ID de Gen	4793
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-356 de NFKBIB humano (NP_002494.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15653
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo