

Anticuerpo Policlonal Anti-Nfkbiz Para Wb Y Elisa - Q9Byh8

Número de artículo: CM0014126



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NFKBIZ humano (I-kappa-B-zeta, Ikb-zeta) validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en rata. Ideal para estudiar la regulación de NF-kappa-B y las vías de respuesta inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NFKBIZ Conejo pAb
Observaciones/Alias	IKBZ; INAP; MAIL; ikB-zeta; ikappaBzeta; IkappaB-zeta; I-kappa-B-zeta; NFKBIZ
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	64332
ID del Gen	64332
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de NFKBIZ humano (NP_113607.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q9BYH8
Peso Molecular de la Proteína	78kDa
Envío	Bolsa de hielo