

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nfrkb Para Wb, Elisa - Q6P4R8

Número de artículo: CM0006500



Introducción

El NFRKB Rabbit mAb para WB y ELISA detecta el factor nuclear humano relacionado con la proteína de unión a kappa-B, una subunidad del complejo INO80 de 139 kDa involucrada en la remodelación de cromatina y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NFRKB Rabbit mAb
Notas / Alias	INO80G; NFRKB
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4798
ID del gen	4798
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 370-495 de la NFRKB humana (NP_001137307.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q6P4R8
Peso molecular de la proteína	139 kDa
Envío	Bolsa de hielo