


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nfs1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y697

Número de artículo: CM0027554



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la cisteína desulfurasa humana NFS1, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la biogénesis de los clusters hierro-azufre mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo NFS1
Observaciones/Alias	IscS; NIFS; COXPD52; HUSSY-08; NFS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9054
GeneID	9054
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 290-457 de la NFS1 humana (NP_066923.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y697
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo