

Anticuerpo Policlonal Anti-Nfu1 Para Wb Y Elisa - Q9Ums0

Número de artículo: CM0028496



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra NFU1, adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para la investigación de grupos de hierro-azufre mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NFU1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Nfu; NifU; HIRIP; MMDFS; MMDS1; NIFUC; CGI-33; HIRIP5; NFU1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	27247
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de NFU1 humano (NP_001002755.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UMS0
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo