

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nfyc Para Wb Y Elisa - Q13952

Número de artículo: CM0028655



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra NFYC (NF-YC, H1TF2A) para Western blot y ELISA. Validado en humanos y con reactividad cruzada con rata. Ideal para investigación de factores de transcripción y estudios de unión a la caja CCAAT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NFYC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HSM; CBFC; HAP5; CBF-C; NF-YC; H1TF2A; NFYC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4802
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-120 de NFYC humano (NP_055038.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q13952
Peso molecular de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo