

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ng2 Para Citometría De Flujo - Q6Uvk1

Número de artículo: CM0008892



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra NG2 humano (CSPG4) para citometría de flujo. Validado para muestras humanas. Útil para estudiar melanoma, angiogénesis y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano NG2 mAb
Observaciones/Alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1464
GeneID	1464
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1583-2224 del NG2 humano (NP_001888.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q6UVK1
Peso Proteico	251kDa
Envío	Bolsa de hielo