

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ng2/Cspg4 Para Wb, Elisa - Q6Uvk1

Número de artículo: CM0007015



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-NG2/CSPG4 de alta calidad validado para Western blot y ELISA. Se dirige al proteoglicano de condroitín sulfato 4 humano (251kDa), un actor clave en la migración celular, la invasión del melanoma y la angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NG2/CSPG4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; NG2/CSPG4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1464
GeneID	1464
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1340-1563 del NG2/CSPG4 humano, NP_001888.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpo Monoclonal
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q6UVK1
Peso Proteico	251kDa
Envío	Bolsa de hielo