

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ng2/Cspg4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Uvk1

Número de artículo: CM0022404



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NG2/CSPG4 de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta condroitín sulfato proteoglicano 4 humano y de ratón, un receptor de superficie celular clave implicado en la migración celular, la angiogénesis y la progresión del melanoma. Ideal para investigación en oncología y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NG2/CSPG4 Rabbit pAb
Notas/Alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; NG2/CSPG4
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1464
ID del gen	1464
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1950-2210 de NG2/CSPG4 humano (NP_001888.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q6UVK1
Peso de la proteína	251kDa
Envío	Bolsa de hielo