

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ng2/Cspg4 [Validado Ko] Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Uvk1

Número de artículo: CM0027710



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado KO contra NG2/CSPG4 humano (SWISS Q6UVK1). Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre migración celular, angiogénesis y melanoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] NG2/CSPG4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; G4
Especie	Humano
GeneID (humano)	1464
GeneID	1464
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1340-1563 del NG2/CSPG4 humano (NP_001888.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6UVK1
Peso Proteico	251kDa
Envío	Bolsa de hielo