


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ngb (Neuroglobina) Para Wb Y Elisa - Q9Npg2

Número de artículo: CM0028939



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra neuroglobina humana (NGB), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón. Adecuado para investigación de hipoxia, neuroprotección y tejido cerebral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NGB Conejo pAb
Observaciones/Alias	NGB
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	58157
ID del Gen	58157
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-151 de la NGB humana (NP_067080.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9NPG2
Peso Molecular de la Proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo