


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ngdn Para Wb, Elisa - Q8Nej9

Número de artículo: CM0014704



Introducción

El pAb de conejo NGDN es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada a Humano, Ratón, Rata. Ideal para estudiar la biogénesis del ribosoma y la regulación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NGDN Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NGD; LCP5; CANu1; lpd-2; C14orf120; NGDN
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25983
GeneID	25983
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 61-209 del NGDN humano (NP_001036100.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NEJ9
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo