

Anticuerpo Policlonal Anti-Ngf Para Wb, Elisa - P01138

Número de artículo: CM0017084



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NGF humano (factor de crecimiento nervioso beta), validado para WB y ELISA, reacciona con humano y ratón. Adecuado para estudios de desarrollo neuronal y neuropatía. - P01138

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NGF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NGFB; HSN5; Beta-NGF; NGF
Especie	Humano
GeneID (humano)	4803
GeneID	4803
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-241 del NGF humano (NP_002497.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P01138
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo