

Anticuerpo Policlonal Anti-Ngfrap1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q00994

Número de artículo: CM0029030

Introducción

pAb de conejo contra NGFRAP1 validado para WB, IF/ICC y ELISA en humanos y ratones. Se dirige a BEX3 (ejecutor de muerte celular asociado a p75NTR) implicado en la apoptosis; ideal para la investigación de la muerte neuronal y la señalización por zinc.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra NGFRAP1
Observaciones/Alias	Bex; NADE; HGR74; NGFRAP1; DXS6984E
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	27018
ID de gen	27018
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-111 de NGFRAP1 humano (NP_996798.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q00994
Peso de la proteína	13 kDa
Envío	Bolsa de hielo