


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ngly1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96lv0

Número de artículo: CM0007437



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra NGLY1 (Péptido-N(4)-(N-acetil-beta-glucosaminil)asparagina amidasa), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta humano, ratón, rata. Ideal para estudios de ERAD y degradación de glicoproteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NGLY1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CDDG; PNG1; CDG1V; PNG-1; PNGase; NGLY1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55768
GeneID	55768
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de NGLY1 humano (NP_060767.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96lv0
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo