

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ngr3 (Rtn4Rl1) Para Wb, Ihc, If - Q86Un2

Número de artículo: CM0002550

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo que dirige a Ngr3 (RTN4RL1) humano, validado para WB, IHC, IF y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para investigación en neurociencia y regeneración de axones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NgR3 mAb de Conejo
Observaciones/Alíase	NgR3; NGRH2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	146760
ID de Gen	146760
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 342-441 del NgR3 humano (Q86UN2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86UN2
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo