


Anticuerpo Policlonal Anti-Nhej1 Para Wb Y Elisa - Q9H9Q4

Número de artículo: CM0021931



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NHEJ1 humano, esencial para la reparación de roturas de doble cadena de ADN mediante NHEJ. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación en reparación de ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo NHEJ1
Observaciones/Alias	XLFI; NHEJ1
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	79840
ID del Gen	79840
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-299 de NHEJ1 humano (NP_079058.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H9Q4
Peso Molecular de la Proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo