

Anticuerpo Monoclonal Anti-Nhlh1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q02575

Número de artículo: CM0006459

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra NHLH1 humano (HEN1, NSCL, bHLHa35). Adecuado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunoprecipitación y ELISA. Relevante para estudios de determinación del tipo celular y desarrollo neural.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo NHLH1
Observaciones/Alíase	HEN1; NSCL; NSCL1; bHLHa35; NHLH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4807
GeneID	4807
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-60 de NHLH1 humano (NP_005589.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q02575
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo