

Anticuerpo Monoclonal Anti-Nhlh1 Para Wb, Ip, Elisa, Chip - Q02575

Número de artículo: CM0006164

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-NHLH1 validado para WB, IP, ELISA, ChIP. Se dirige al NHLH1 humano (bHLHa35), un factor de transcripción de hélice-bucle-hélice básico neural implicado en la diferenciación celular. Ideal para investigaciones en neurobiología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NHLH1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HEN1; NSCL; NSCL1; bHLHa35; NHLH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4807
GeneID	4807
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-60 del NHLH1 humano (NP_005589.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q02575
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo