

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nhlh1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q02575

Número de artículo: CM0024139

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al NHLH1 humano (proteína hélice-lazo-hélix 1, bHLHa35). Validado para aplicaciones WB, IF/ICC, IP y ELISA. Específico para muestras humanas; ideal para investigación en neurobiología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NHLH1 pAb de Conejo
Observaciones/Alíase	HEN1; NSCL; NSCL1; bHLHa35; NHLH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4807
GeneID	4807
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-60 del NHLH1 humano (NP_005589.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q02575
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo