

Anticuerpo Policlonal Anti-Nhlrc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Vvb1

Número de artículo: CM0027417

Introducción

Anticuerpo policlonal Anti-NHLRC1 validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la ligasa de ubiquitina E3 malin, implicada en el metabolismo del glucógeno y la neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NHLRC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EPM2A; EPM2B; MALIN; bA204B7.2; NHLRC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	378884
GeneID	378884
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-280 del NHLRC1 humano (NP_940988.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6VVB1
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo