

Anticuerpo Monoclonal Anti-Nhlrc1/Malin Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Vvb1

Número de artículo: CM0008825

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la proteína humana NHLRC1/Malin, validado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Inmunógeno recombinante, peso predicho de 42kDa. Ideal para la investigación de neurodegeneración y epilepsia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NHLRC1/Malin Rabbit mAb
Observaciones/Alias	EPM2A; EPM2B; MALIN; bA204B7.2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	378884
ID de Gen	378884
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 79-280 del NHLRC1 humano (NP_940988.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q6VVB1
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo