


Anticuerpo Policlonal Anti-Nhp2 Para Wb, Elisa - Q9Nx24

Número de artículo: CM0030241



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo NHP2 para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta NHP2 humano y de rata (subunidad 2 del complejo ribonucleoproteico H/ACA), involucrado en la biogénesis del ribosoma y el mantenimiento de los telómeros. Validado en muestras humanas y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo NHP2
Observaciones/Alias	DKCB2; NHP2P; NOLA2; NHP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55651
GeneID	55651
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-153 de NHP2 humano (NP_060308.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9NX24
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo