

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nid1 Para Wb, Elisa - P14543

Número de artículo: CM0030254

Introducción

Anticuerpo Policlonal (pAb) de Conejo anti-NID1 validado para Western blot (WB) y ELISA en muestras humanas. Se dirige a nidógeno-1/entactina, esencial para la integridad de la membrana basal y la investigación de la matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NID1 Conejo pAb
Observaciones/Alías	NID; NID1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4811
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-400 del NID1 humano (NP_002499.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P14543
Peso Proteico	136kDa
Envío	Bolsa de hielo